

LE MEILLEUR DE LA TECHNOLOGIE BERNAFON A LA PORTÉE DE TOUS



NEVARA 1



bernafon[®]
Your hearing · Our passion

UN BOUQUET D'ÉMOTIONS SONORES À PARTAGER AVEC VOS PATIENTS



Nevara est une solution issue de la technologie éprouvée Audio Efficiency™ propre à Bernafon. Les développements les plus récents en matière de fonctionnalités puissantes et efficaces sont intégrés dans la gamme d'aides auditives pour tous, Nevara.

De la même manière qu'un fleuriste dispose d'un choix varié de fleurs, de plantes et de décorations florales, la gamme Nevara offre une large palette de modèles et d'options. Sans compter que cette solution auditive s'adapte simplement et peut être pilotée discrètement via une télécommande.

Ainsi, vous obtenez la solution parfaite pour vous et vos patients.

Une gamme complète pour tous vos patients

Chez Bernafon, nous concevons des aides auditives discrètes et durables dotées d'une excellente performance. Nevara ne fait pas exception à la règle en offrant une puissance maximale de sortie comprises entre 125 et 137 dB SPL, permettant de compenser les pertes auditives légères à sévères.

De plus, le tout nouveau modèle contour d'oreille Power BTE est idéal pour tous ceux qui ont besoin de la puissance nécessaire pour faire face aux situations d'écoute les plus exigeantes. Le design moderne et la large palette d'options acoustiques font du nouveau modèle P BTE une aide auditive confortable, facile à porter et à utiliser.

Les aides auditives Nevara sont compatibles avec la télécommande RC-N pour plus de discrétion et de confort lorsque l'on change de programme ou règle le volume. Nevara est également compatible avec le dispositif de programmation sans fil FittingLINK, qui facilite l'adaptation et la rend plus agréable pour vos patients.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | CPX | P BTE | N | NR | ITED | ITCD | ITC | CICP | CICx |
|------------------------|-----------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| Directionnalité | dual omni | dir | dir | dir | dir | dir | omni | omni | omni |
| Type de pile | 13 | 13 | 312 | 312 | 13 | 312 | 312 | 10 | 10 |
| Sélecteur de programme | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle du volume | ● | ● | * | * | * | * | ○ | * | * |
| Classification IPxx | IP58 | IP58 | IP57 | IP57 | – | – | – | – | – |

ACCESSOIRES

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Télécommande RC-N | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ |
| FittingLINK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ |
| Adaptateur FM/DAI | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – |

PERFORMANCE (SIMULATEUR D'OREILLE)















| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OSPL 90, crêtes dB SPL | 137 | 138 | 128 | 132 | 129 | 128 | 128 | 125 | 119 |
| OSPL 90, 1 600 Hz dB SPL | 135 | 134 | 127 | 131 | 121 | 119 | 119 | 117 | 108 |
| Gain maximum, crêtes dB | 77 | 72 | 55 | 73 | 60 | 60 | 60 | 57 | 52 |
| Gain maximum, 1 600 Hz dB | 73 | 67 | 54 | 69 | 54 | 48 | 49 | 49 | 40 |
| Gain test de référence, dB | 60 | 58 | 47 | 54 | 47 | 41 | 42 | 42 | 34 |

● standard ○ en option

* Le bouton poussoir peut être programmé pour contrôler le volume

Des combinaisons de couleurs élégantes

Optez avec votre client, pour une combinaison élégante à partir de la large palette de couleurs proposée. Nevara offre une solution comblant les souhaits de chacun.

| CPx, N, NR | P | | INTRA-AURICULAIRES |
|--|--|---|---|
| Coque inférieure graphite | Coque inférieure metallic anthracite | Coque inférieure metallic silver | |
|  <p>beige</p> |  <p>sand beige</p> |  <p>sand beige</p> |  <p>beige</p> |
|  <p>dark brown</p> |  <p>metallic silver</p> | |  <p>light brown</p> |
|  <p>gray brown</p> |  <p>antique bronze</p> | |  <p>medium brown</p> |
|  <p>gray</p> |  <p>metallic anthracite</p> | |  <p>dark brown</p> |
|  <p>metallic anthracite</p> | | | |

DES SOLUTIONS SUR MESURE



Un ensemble de fonctionnalités performantes ...



Audio Efficiency™

Les aides auditives Nevara bénéficient de la technologie éprouvée et exclusive de Bernafon, Audio Efficiency™. Grâce à ses fonctionnalités permettant d'améliorer la compréhension de la parole tout en assurant le confort dans le bruit, Nevara est un choix idéal pour ceux qui veulent tout simplement mieux entendre.

La technologie Speech Cue Priority™ est l'une des dernières innovations conçues par Bernafon. Alors que certains de vos patients ont besoin d'une amplification globale de tous les phonèmes, d'autres ont peut-être des difficultés à capter les intonations détaillées de la parole. Afin de répondre à ces besoins variés, la technologie Speech Cue Priority™ fournit deux stratégies d'amplification alternatives. Le mode Priorité aux phonèmes met l'accent sur l'audibilité maximale de tous les détails fins du signal de la parole. Cette stratégie permet l'ajustement rapide de la valeur précise du gain d'amplification à appliquer à chaque phonème. Le mode Priorité à l'enveloppe atténue moins l'amplification du signal de la parole, pour préserver les contrastes sonores importants de l'enveloppe.

AFC Plus et **ANR Plus** sont extrêmement utiles dans un environnement bruyant. AFC Plus détecte et élimine efficacement le Larsen avant même qu'il ne soit audible. La vitesse est l'atout majeur de cette fonctionnalité. Vos patients remarqueront la différence lorsqu'ils mettront un chapeau, prendront quelqu'un dans les bras, répondront au téléphone ou régleront le volume. ANR Plus gère le bruit de fond en mesurant et répondant au rapport signal-bruit. Dans les environnements extrêmement bruyants, le système apporte une atténuation maximale. Lorsque la parole couvre à nouveau le bruit, ANR Plus est une fonctionnalité intelligente qui n'apporte que peu ou pas d'atténuation au signal afin de conserver la clarté de la parole.

La directivité adaptative est disponible comme le mode omni fixe et le mode directivité fixe. Selon l'environnement d'écoute détecté, la fonction sélectionne le meilleur paramètre. Ceci s'effectue automatiquement, ce qui est très pratique pour vos patients.

... et de nombreux atouts à découvrir

NEVARA I

TRAITEMENT DES SIGNAUX

| | |
|-------------------------------|-------|
| ChannelFree™ | ● |
| Speech Cue Priority™ | ● |
| Largeur de bande de fréquence | 8 kHz |

CONFORT D'ÉCOUTE

| | |
|--|-------|
| Réduction adaptative du bruit Plus (ANR Plus) | 2 ctr |
| Suppression adaptative du larsen Plus (AFC Plus) | ● |
| Soft Noise Management | 2 ctr |

COORDINATION BINAURALE

| | |
|---|---|
| Contrôle du volume, changement de programme | ● |
|---|---|

DIRECTIVITE

| | |
|-------------------------|---|
| Omni fixe | ● |
| Directivité fixe | ● |
| Directivité automatique | ● |

FONCTIONNALITÉS PRATIQUES

| | |
|---|---|
| Bips avertisseurs du réglage du volume | ● |
| Mode Silence/Veille par bouton-poussoir | ● |
| Retardement de démarrage configurable | ● |

PERSONNALISATION

| | |
|---|-----|
| Options/mémoires de programmes | 7/4 |
| Data Logging | ● |
| Caractéristiques spécifiques du langage | ● |
| REMfit™ | ● |
| Client Interactif | ● |

● standard

Depuis 1946, nous sommes passionnés par le développement d'aides auditives de haute technologie permettant aux malentendants de profiter d'expériences auditives authentiques. Grâce à l'ingénierie et la précision suisses et à notre engagement pour le service personnalisé, nous nous efforçons de dépasser les attentes de nos clients. Notre objectif est d'apporter au quotidien un bénéfice à nos partenaires. Dans plus de 70 pays, nos représentants et employés partagent la même vision d'une communication auditive sans limite pour tous les malentendants.

Siège principal

Suisse

Bernafon AG
Morgenstrasse 131
3018 Berne
Téléphone +41 31 998 15 15
Fax +41 31 998 15 90

France

Prodition S.A.S.
Parc des Barbanniers
3 allée des Barbanniers
CS 40006
92635 Gennevilliers cedex
Téléphone +33 1 41 16 11 80
Fax +33 1 70 36 96 00

SWISS 
Engineering



suivez-nous sur Facebook
www.facebook.com/bernafon

Bernafon Companies

Australia · Canada · China · Denmark · Finland · France · Germany · Italy · Japan · Korea · Netherlands · New Zealand · Poland · Spain · Sweden · Switzerland · Turkey · UK · USA

www.bernafon.com

bernafon 
Your hearing · Our passion